

Masážní krční pas

- Elektrická impulsní frekvence: 0-1000Hz
- Elektrická šířka impulzu: 20-400µs
- Napájení: 2 x AAA (součást balení)

1. Použijte vlhký ručník k utření krku.

2. Na pravé straně rukojeti je tlačítko „di“ co ž jsou režimy, pak levá strana rukojeti jsou tlačítka „zesiluje“ nebo „snižuje“ intenzitu. Standardní automatický režim:

A. 1 masáž

B. první intenzita masáže

C. čas: 15 minut

3. Tlačítko režimu

Tlačítko přepínání režimů, stisknutím tlačítka „di“ na pravé straně, můžete vybrat šest režimů, ve výchozím nastavení se používá režim 1 a indikátor režimu se rozsvítí.

Šest režimu:

Režim 1: Automatická kombinace 1

Režim 2: Akupunktura

Režim 3: Tlačit

Režim 4: Indikace tlaku

Režim 5: Hnětení

Režim 6: Beats

4. Tlačítko „zesilovač“

Pokaždé, stisknete levý knoflík pro „posílení“ jednou, intenzita se zvyšuje o jeden přenos, pouze 16 sil. Je vhodné, pro první použití, použít slabé pozice.

5. Tlačítko „uvolnit“

Při každém stisknutí levého knoflíku „oslabí“ režim, intenzita se sníží o jeden stupeň, celkem 16 rychlostních stupňů.

Doporučujeme používat 10-20 minut denně

Jaká je příčina brnění v krku při použití funkce elektrického impulsu?

Suchá pokožka kolem krku, terapeutický přístroj a krk nebyl úplně připojen, nepohodlí z elektrické funkce pulsu, doporučuje se použít vlhkou utěrku k otření pokožky kolem krku, takžepřipevnit

terapeutický přístroj s krkem, elektrická síla by měla být po prvním použití slabá , postupně se přizpůsobit.

Proč se objeví vyrážka na krku?

Příčinou je suchá pokožka kolem krku. Vyrážka obvykle zmizí po 2 dnech.

Proč bolí krk v krční páteři?

Nástroj pro úpravu krční páteře POUŽÍVÁ ergonomický design, který dokonale padne. Při používání používejte tento produkt správně a dodržujte správné držení těla. K uvolnění krku použijte každý den 10-20 minut.

